

一抗稀释液

产品货号: T15347

产品规格: 10ml/50ml/100ml

产品简介:

乐业生产的一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)适用于免疫组织化学与免疫印迹等实验中一抗的稀释。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分,有效增加了稀释后一抗的稳定性。用此稀释液稀释后的一抗可在2-8℃环境下稳定保存至少半年。

使用方法:

按照一抗推荐效价(或个人优化条件),将适量抗体加入抗体稀释液中即可。例如,效价为1:1000时,可将1 μl 抗体加入到1ml抗体稀释液中,充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释,稀释后的抗体可2-8℃保存。

注意事项:

1. 如需抗体回收再利用,建议在2-8℃进行抗体的结合反应,以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: -20℃保存,有效期为2年。短期可2-8℃保存。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com