

环保透明脱蜡液

产品货号：T17007

产品规格：500ml/500ml×10

产品简介：

本品略带植物天然香型的无色透明液体，可用于植物、动物、人体解剖的显微制片，不溶于水，挥发性好，长时间浸泡组织不会使组织变脆，还能增强浸蜡效果，反而有利于切片；主要采用天然植物提取的油类，果油及活性剂等经特殊工艺配方合成，不含二甲苯等挥发性有毒物质，专用于病理组织学，细胞学样品处理，对酒精和石蜡有良好的溶解作用，是生物组织透明处理的二甲苯理想替代品，制片透明效果佳。

主要成份：环保透明剂主要成份为烷烃化合物。

使用方法（仅供参考）：

将脱水充分的组织块，视组织块大小透明1-4小时，为透明彻底，可分两步；染色前的切片浸入透明液中，视切片厚薄脱蜡10-30分钟。

注：透明液用量不宜过少，为组织块总体积的5-10倍，组织块在透明前应彻底脱水。

注意事项：

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。
2. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
3. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

保存：室温，3年；开封后6个月内使用完。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>