

组织细胞固定液（1%）

产品货号：T17028

产品规格：500ml

产品介绍：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

多聚甲醛溶液(1% PFA)主要由多聚甲醛、磷酸盐、去离子水组成，该固定液适合于绝大多数组织和细胞的固定，是免疫组织化学和培养细胞的固定液之一，它能较好的保护组织和细胞的形态结构以及核酸。

产品组成：

名称	规格	保存条件
组织细胞固定液（1%）	500ml	室温，避光

使用说明:(仅供参考)

组织固定：室温或4℃浸泡固定2-24h，用缓冲液漂洗后即可石蜡或碳蜡或塑封包埋用于组织切片。

切片固定：室温或4℃固定10min-2h，视切片厚度而定，用缓冲液漂洗后即可用于染色。

细胞固定：室温或4℃固定10-30min，用缓冲液漂洗后即可用于染色。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com