

动物组织DNA保存液

产品货号：T10443

产品规格：10ml/50ml

产品介绍：

DNA保存液可在常温条件下保存动物组织至少60天，在-20℃和-80℃下可长期保存，并且能够有效防止常温保存条件下样本DNA的降解。本产品使用简单方便，可广泛用于科学研究。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
动物组织DNA保存液	10ml/50ml	2-8℃

实验步骤（仅供参考）：

1. 根据要保存样本的体积，计算出所需DNA保存液用量。DNA的用量应当是组织体积的50倍（如50mg组织约用1ml DNA保存液）；
2. 将DNA保存液按需要量分装入自备保存管中；
3. 快速将较大的组织切成厚度。

注意事项：

1. 组织和细胞取材速度要快，在获取后应当尽快浸入DNA，以防止DNA降解。
2. 如果长期保存，建议放到-80℃。
3. 在提取组织DNA的前，要去除组织上的保存液。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>