

Tris缓冲盐溶液(TBS) (20×,pH=7.4,无菌)

产品货号: T15358

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗Western Blot中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。Tris缓冲盐溶液主要成分为Tris-HCl(pH7.4)、氯化钠、防腐剂, 不含Tween20。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris缓冲盐溶液(TBS) (20×,pH=7.4,无菌)	500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般稀释至1×, 再加入0.05~0.1% Tween20, 即获得1×TBST进行下游实验。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 注意无菌操作。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>