

Tris-HCl缓冲液 (0.5M, pH=7.0, 无菌)

产品货号: T17108

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为121.14, 在25°C下pKa为8.1, Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间。Tris碱的水溶液pH在10.5左右, 一般加入盐酸调节pH值至所需值, 即可获得该pH值的缓冲液。常用作生物缓冲液, 常用pH值为6.8、7.4、8.0、8.8, 其pH值随温度变化很大。一般来说, 温度每升高1°C, pH值下降0.03。1M Tris-HCl pH=8.0是分子生物学中最常用的试剂之一, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度, 例如配制Tris-EDTA溶液, TBE电泳缓冲液等。

尚宝生物 Tris-HCl缓冲液(0.5M, pH=7.0, 无菌)采用进口Tris、去离子水配制而成, 经15psi高压灭菌处理, 被广泛用作核酸和蛋白质的溶剂, pH可根据客户需要在7.0~9.0之间定制。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
Tris-HCl缓冲液 (0.5M, pH=7.0, 无菌)	500ml	室温

操作说明:

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 对人体有刺激性, 请注意适当防护并注意无菌操作。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>