

## 人工胃液（ChP无酶，无菌）

产品货号：T10354

产品规格：500ml

### 产品简介：

人工胃液(ChP 无酶,无菌)其英文表述为 Simulated Gastric Fluid，是模拟胃液的组分和 pH 值的一种溶液。本试剂采用中国药典表述，人工胃液主要由稀酸等组成，不含胃蛋白酶，经无菌处理，可用于胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等检测，尤其适用于以明胶为基质的软胶囊和滴丸的检测。

### 产品组成：

产品名称	规格	保存条件
人工胃液(ChP 无酶,无菌)	500ml	2-8℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 如果是检测胶囊剂、肠溶片、滴丸剂等，一般采用升降式崩解仪，主要由金属支架、带有挡板的吊篮组成。将待测的胶囊剂、肠溶片、滴丸剂 6 粒或片 浸于人工胃液中，1 小时内完全崩解，如有 1 粒或片不能完全崩解，应另取 6 粒或片复试，均应符合要求。
2. 如果进行其他实验，应根据具体实验要求操作。

### 注意事项:

1. 人工胃液为无菌溶液，如有无菌要求，注意无菌操作。
2. 人工胃液避免反复冻融，以免效率下降。
3. 本产品为强酸性溶液，注意做好安全防护。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com