

5×SSC缓冲液 (pH=7.0, 无菌)

产品货号: T11276

产品规格: 500ml

产品简介:

SSC 缓冲液主要由氯化钠、柠檬酸钠等组成, 主要用于 RNA 杂交(如 Northern 印迹)、DNA 杂交(如 Southern 印迹)等核酸杂交, 5×SSC 缓冲液 (pH=7.0, 无菌), 其 pH 值约为 7.0, 稀释至 1×后使用。无菌溶液。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存温度
5×SSC 缓冲液 (pH=7.0, 无菌)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 取 5×SSC 缓冲液 (pH=7.0, 无菌)若干, 用去离子水或蒸馏水稀释至 1×后使用。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>