

Tris-HCl缓冲液（1M,pH=8.3,RNase free）

产品货号：T11274

产品规格：500ml

产品简介：

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱，分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ，相对分子量为 121.14，在 25℃下 pKa 为 8.1，Tris 缓冲液的有效缓冲范围在 pH7.0~9.2 之间。Tris 碱的水溶液 pH 在 10.5 左右，一般加入盐酸调节 pH 值至所需值，即可获得该 pH 值的缓冲液，常用 pH 值为 6.8、7.4、8.0、8.8，其 pH 值随温度变化很大；一般来说，温度每升高 1℃，pH 值下降 0.03。

Tris-HCl 缓冲液（1M,pH=8.3,RNase free）属于 pH 缓冲液，采用进口 Tris、DEPC 处理水配制而成，再经 15psi 高压灭菌处理，常用于 RNA 相关实验。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
Tris-HCl 缓冲液（1M,pH=8.3,RNase free）	500ml	室温

操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 该试剂对人体有刺激性，请注意适当防护。
2. 注意避免 RNase 污染。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>