

藻类保存液（碘液）

产品货号：R23154

产品规格：100ml

产品简介：

含有冰醋酸、碘、碘化钾等。此保存液不能保色，如需保色，需用此保存液作用 1-2 天后转入保色液中长期保存。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
藻类保存液（碘液）	100ml	室温，避光

操作步骤(仅供参考)：

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>