

甲基柠檬酸合酶（MCS）活性检测试剂盒（微量法）

产品货号：BA2149

产品规格：100T/48S

产品简介：

甲基柠檬酸合酶（methylel-citrate synthase, MCS）广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞的线粒体基质中，与柠檬酸合酶（CS）共同参与三羧酸循环的调节。

MCS催化丙酰CoA和草酰乙酸产生甲基柠檬酰辅酶A，进一步水解产生甲基柠檬酸；该反应促使DTNB转变成黄色的TNB，在412nm处有特征吸收峰，据此可以计算MCS活性。



产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体60mL×1瓶	-20℃
试剂一	液体0.6mL×1支	-20℃
试剂二	液体20mL×1瓶	2-8℃
试剂三	液体1mL×1支	2-8℃
试剂四	粉剂×1支	-20℃
试剂五	粉剂×1支	-20℃

溶液的配制：

1. 试剂四：临用前加入0.5mL蒸馏水充分溶解，未用完的试剂-20℃分装保存4周，避免反复冻融。
2. 试剂五：临用前加入1.5mL蒸馏水充分溶解，未用完的试剂-20℃分装保存4周，避免反复冻融。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96孔板、天平、低温离心机、水浴锅、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、冰和蒸馏水。

操作步骤：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

1. 组织：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为1：5~10的比例（建议称取约0.1g组织，加入1mL提取液）和10μL试剂一，进行冰浴匀浆。12000g，4℃离心10min，取上清置于冰上待测。
2. 细菌/细胞：按照细菌/细胞数量（10⁶个）：提取液体积（mL）为5~10：1的比例（建议5百万细菌/细胞加入1mL提取液和10μL试剂一），冰浴超声波破碎（功率200W，超声3秒，间隔7秒，总时间5min）；然后12000g，4℃离心10min，取上清置于冰上待测。

二、测定步骤

1. 可见分光光度计/酶标仪预热30min以上，调节波长至412nm，分光光度计用蒸馏水调零。
2. 试剂二置于37℃水浴中预热15min。
3. 操作表：在微量比色皿/96孔板中依次加入（适用于测定动物组织样本）：



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

试剂名称 (μL)	对照管	测定管
试剂二	50	-
试剂三	-	50
试剂四	-	-
样本	50	50
试剂五	50	50

在微量比色皿/96 孔板中分别加入上述试剂，充分混匀后记录 412nm 下 10s 时的初始吸光度 A1 对照、A1 测定，之后迅速将比色皿连同反应液一起置于 37°C 水浴中准确反应 5min，迅速取出比色皿并擦干，412nm 下记录 5min10s 时的吸光度 A2 对照、A2 测定，计算 $\Delta A = (A2 \text{ 测定} - A1 \text{ 测定}) - (A2 \text{ 对照} - A1 \text{ 对照})$ 。

4. 操作表：在微量比色皿/96 孔板中分别加入（适用于测定微生物及植物组织样本）

试剂名称 (μL)	对照管	测定管
试剂二	153	127
试剂三	7	7
试剂四	-	8
样本	40	40
试剂五	-	18

在微量比色皿/96 孔板中分别加入上述试剂，充分混匀后记录 412nm 下 10s 时的初始吸光度 A1 对照、A1 测定，之后迅速将比色皿连同反应液一起置于 37°C 水浴中准确反应 30min，迅速取出比色皿并擦干，412nm 下记录 30min10s 时的吸光度 A2 对照、A2 测定，计算 $\Delta A = (A2 \text{ 测定} - A1 \text{ 测定}) - (A2 \text{ 对照} - A1 \text{ 对照})$ 。

三、甲基柠檬酸合酶（MCS）计算公式

1. 使用 96 孔板测定（动物组织样本）：

（1）按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每 mg 组织蛋白在反应体系中每分钟催化产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{MCS 活性 (U/mg prot)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反}} \div (\text{Cpr} \times V_{\text{样}}) \div T = 700.28 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

（2）按样本质量计算：

酶活定义：每 g 组织在反应体系中每分钟产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{MCS 活性 (U/g 质量)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反}} \div (W \div V_{\text{提取}} \times V_{\text{样}}) \div T = 707.28 \times \Delta A \div W$$

ϵ : TNB 摩尔消光系数, $13.6 \times 10^{-3} \text{ mL}/(\text{nmol} \cdot \text{cm})$; d : 比色皿光径, 0.6cm; $V_{\text{反}}$: 反应体系体积, 0.2mL; $V_{\text{样}}$: 反应体系中加入的样本体积, 0.007mL; $V_{\text{提取}}$: 加入提取液及试剂一的体积, 1.01mL; T : 反应时间, 5min; Cpr : 样本蛋白浓度, mg/mL; W : 样本质量, g。

2. 使用 96 孔板测定（微生物及植物组织样本）：

（1）按样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每 mg 组织蛋白在反应体系中每分钟催化产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{MCS 活性 (U/mg prot)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反}} \div (\text{Cpr} \times V_{\text{样}}) \div T = 20.42 \times \Delta A \div \text{Cpr}$$

（2）按样本质量计算：

酶活定义：每 g 组织在反应体系中每分钟产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

$$\text{MCS 活性 (U/g 质量)} = \Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反}} \div (W \div V_{\text{提取}} \times V_{\text{样}}) \div T = 20.63 \times \Delta A \div W$$



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

(3) 按细菌/细胞计算:

酶活定义: 每 10^6 个细菌/细胞在反应体系中每分钟催化产生 1nmol TNB 定义为一个酶活力单位。

MCS 活性 (U/ 10^6 cell) = $\Delta A \div (\epsilon \times d) \times V_{\text{反}} \div (N \div V_{\text{提取}} \times V_{\text{样}}) \div T = 20.63 \times \Delta A \div N$

ϵ : TNB 摩尔消光系数, $13.6 \times 10^3 \text{ mL}/(\text{nmol} \cdot \text{cm})$; d : 比色皿光径, 0.6cm; $V_{\text{反}}$: 反应体系体积, 0.2mL; $V_{\text{样}}$: 反应体系中加入的样本体积, 0.040mL; $V_{\text{提取}}$: 加入提取液及试剂一的体积, 1.01mL; T : 反应时间, 30min; C_{pr} : 样本蛋白浓度, mg/mL; W : 样本质量, g; N : 细菌或细胞总数, 以 10^6 计。

3. 使用微量比色皿测定:

将上述公式中的 $d=0.6\text{cm}$ 改为 $d=1\text{cm}$ (微量比色皿光径) 进行计算即可。

注意事项:

1. 测定过程中样本和所有试剂在冰上放置, 以免变性和失活。
2. 最好两个人同时做此实验, 一个人比色, 一个人计时, 以保证实验结果的准确性。
3. 由于提取液含有蛋白成分 (约 1mg/mL), 故测定蛋白浓度时需要同时测定提取液的蛋白浓度。
4. 当样本 $\Delta A < 0.01$ 时, 可适当延长酶促反应时间或增大样本量后测定, 注意同步修改计算公式。
5. 当样本 $\Delta A > 1$ 或 $A > 1.5$ 时, 可将样本用提取液适当稀释后测定, 注意同步修改计算公式。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>