

白酒(粮食酒)真伪检测试剂(氢氧化钠法)

产品货号: T18677

产品规格: 100ml/500ml

操作步骤:

1. 用吸管取3ml待测酒样于比色管中, 滴入白酒真伪试剂10滴, 盖好盖子摇匀(如果量少可按此比例放大)。
2. 放入80度以上的热水中, 水浴10分钟。
3. 取出观察颜色变化, 颜色为: 透明无色—浅黄色—黄色—深黄色; 无色疑似乙醇或甲醇勾兑酒, 浅黄色或黄色为粮食酿造(或含有粮食酿造的成分)。

注意事项:

1. 低浓度白酒要加大剂量和延长水浴时间, 在观察颜色变化。
2. 试剂接触皮肤, 请用大量的清水冲洗, 请高处妥善保存, 避免儿童接触。
3. 试剂为化学试剂, 禁止食用, 亦不可食用含有试剂的白酒。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>