

NETN裂解液

产品货号: T15932

产品规格: 100ml

产品简介:

针对不同种类的生物体以及不同的细胞和组织类型, 有效的细胞裂解和蛋白质提取需要不同的缓冲液配方。

NETN溶液由20mM Tris-HCl pH8.0, 100mM NaCl, 1mM EDTA, 0.5% NP-40组成, 经0.45um滤膜过滤处理, 可直接用于细胞裂解。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
NETN裂解液	100ml	2-8℃

操作步骤:

1. 根据实验需求使用。

注意事项:

2. 为了您的安全与健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 为取得最佳的使用效果, 尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>