

5×SDS蛋白上样缓冲液

产品货号: T15931

产品规格: 1ml/5ml

产品简介:

5×SDS蛋白上样缓冲液可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
5×SDS蛋白上样缓冲液	1ml/5ml	-20°C

注意事项:

1. 5×SDS蛋白上样缓冲液中含少量DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. 5×SDS蛋白上样缓冲液必须完全溶解后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>