

支原体抑制剂2500×（细胞培养用）

产品货号：T10994

产品规格：1ml

产品简介：

本品包含广谱抑制支原体生长药物，可以预防细胞培养物中多种支原体繁殖，包括精氨酸支原体、猪鼻支原体、菜氏无胆甾原体和发酵支原体等。本品也对部分革兰氏阳性细菌敏感。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
支原体抑制剂2500×（细胞培养用）	1ml	-20℃，避光

使用说明

本品为2500×浓缩液，使用时按2500倍稀释(500ml培养基加200ul本品)提前添加至培养基中，完全混匀后加入至细胞培养物中。

本品可能对转染或其它对抗生素有特殊要求的实验有影响，请按实验要求决定是否使用。

注意事项：

1. 该产品仅限用于科学研究，不可用于人体。
2. 请佩戴防护手套使用本产品。
3. 使用时注意无菌操作，避免加重污染。

保存条件：

4℃避光保存1个月，-20℃长期保存，避免反复冻融。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com