

肝素钠溶液（10mg/ml）

产品货号：T18895

产品规格：1ml

产品简介：

肝素钠（Heparin）是一种多聚粘多糖，体内合成并贮存于哺乳动物多种组织，尤其在肝脏、肺和黏膜的肥大细胞中含量丰富。商业化肝素主要从牛肺组织或猪肠黏膜中提取。作为一种高效的抗凝剂，肝素通过与抗凝血酶Ⅲ（一种天然血浆蛋白酶抑制剂）结合，显著加速其抑制凝血蛋白酶（如因子Xa和凝血酶）的反应速率，从而发挥强大的抗凝血作用。

此外，肝素还能够以活性四聚物的形式稳定类胰蛋白酶，进一步扩展了其在生物医学领域的应用价值。肝素的这些特性使其在临床抗凝治疗、体外循环以及类器官培养中具有重要地位。

产品组成：

产品组成	规格	保存条件
肝素钠溶液（10mg/ml）	1ml	2-8℃，避光

注意事项：

1. 本产品已经过 0.1 μm 过滤除菌，融化后可直接使用。
2. 使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
3. 产品应置于 2-8℃ 中解冻，摇匀后使用，不建议反复冻融。
4. 若拿出来有析出物，可以涡旋混匀或用移液器吹打混匀，室温静置 1 小时左右或者 37℃ 培养箱放置 20-30 分钟后观察析出物是否可以正常溶解，能溶解则可正常使用。
5. 本产品为浓缩液，请根据需要稀释后使用。
6. 常规 2-8℃ 保藏，开封后建议一月内使用完毕为宜。
7. 本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

有效期：12 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>