

SB202190溶液（100mM）

产品货号：T18890

产品规格：0.1ml

产品简介：

SB-202190是一种高效、选择性且具有细胞渗透性的p38 MAPK抑制剂，其对p38 α (IC₅₀: 50 nM)和p38 β (IC₅₀: 100nM)表现出显著的抑制活性。SB-202190通过激活casp32-like caspases途径诱导细胞凋亡，在细胞信号调控中发挥重要作用。

在干细胞与类器官研究领域，SB-202190具有广泛的应用价值。它能够诱导人胚胎干细胞向心肌细胞分化，并促进神经干细胞的自我更新能力。此外，SB-202190在胃肠道和乳腺类器官的培养中也被广泛应用，为类器官的功能研究和疾病模型构建提供了重要支持。

常用工作浓度：10 μ M。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
SB202190溶液（100mM）	0.1ml	-20 $^{\circ}$ C，避光

注意事项：

1. 本产品已经过0.1 μ m过滤除菌，融化后可直接使用。
2. 使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
3. 产品应置于2-8 $^{\circ}$ C中解冻，摇匀后使用，不建议反复冻融。
4. 若解冻后有析出物，可以涡旋混匀或用移液器吹打混匀，室温静置1小时左右或者37 $^{\circ}$ C培养箱放置20-30分钟后观察析出物是否可以正常溶解，能溶解则可正常使用。
5. 本产品为浓缩液，请根据需要稀释后使用。
6. 常规2-8 $^{\circ}$ C保藏建议一月内使用完毕为宜；长期不用需-5~-20 $^{\circ}$ C冷冻保藏，不宜室温或者2-8 $^{\circ}$ C长期保藏；为避免反复冻融，用量较少时建议进行分装后冷冻保藏。
7. 本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

有效期：12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com