

L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐溶液（1M）

产品货号：T18887

产品规格：1ml

产品简介：

L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐（Asc-2P）是一种长效的维生素C衍生物，有抗氧化活性保护细胞免受氧自由基损伤、抑制细胞凋亡、促进肝细胞生长因子（HGF）的产生、促进胶原蛋白的表达和形成、还可作为碱性磷酸酶ALP催化底物。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐溶液（1M）	1ml	-20℃，避光

注意事项：

1. 本产品已经过 0.1 μ m 过滤除菌，融化后可直接使用。
2. 使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
3. 产品应置于 2-8℃ 中解冻，摇匀后使用，不建议反复冻融。
4. 若解冻后有析出物，可以涡旋混匀或用移液器吹打混匀，室温静置 1 小时左右或者 37℃ 培养箱放置 20-30 分钟后观察析出物是否可以正常溶解，能溶解则可正常使用。
5. 本产品为浓缩液，请根据需要稀释后使用。
6. 常规 2-8℃ 保藏建议一月内使用完毕为宜；长期不用需 -5~-20℃ 冷冻保藏，不宜室温或者 2-8℃ 长期保藏；为避免反复冻融，用量较少时建议进行分装后冷冻保藏。
7. 本产品仅用于科研或进一步研究使用，不用于诊断和治疗。

有效期：12 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com