

萋-尼氏染色液

产品货号: R32873

产品规格: 5ml×6

产品简介:

用于细菌抗酸染色。在加热条件下分枝杆菌与石碳酸复红牢固结合形成复合物, 不易被酒精脱色, 经碱性美兰复染后依旧为红色。

产品内容:

产品组成	规格	保存温度
萋-尼氏染色液A液	5ml×2	室温
萋-尼氏染色液B液	5ml×2	室温
萋-尼氏染色液C液	5ml×2	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 涂片火焰固定, 平放染色架上。
2. 加入溶液A盖满涂膜, 微火加温至染液呈现蒸汽, 去火焰, 染色5min (勿使染液呈现干涸), 水洗。
3. 加入溶液B, 脱色1-3min, 至无红色, 水洗。
4. 加入溶液C复染30s-1min, 水洗, 干后, 镜检。

染色结果:

抗酸菌呈红色杆菌, 其它细菌和细胞呈蓝色。

注意事项:

本培养基仅为细菌鉴定的一部分,需做其他补充试验。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>