

头孢噻肟钠溶液(400mg/mL in H₂O,过滤除菌)

产品货号: K10065

产品规格: 10ml/25ml

产品简介:

头孢噻肟钠是第三代头孢类抗生素和耐内酰胺酶的头孢菌素,具有广泛的抗革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的作用。

头孢噻肟钠不具有植物细胞毒性,因此也常用于根癌农杆菌介导的转化实验来控制细菌生长,也能与万古霉素联合使用。

注意事项:

1. 本产品为400mg/mL储备液。常用的有效浓度为50-500mg/L。
2. 本品只可过滤灭菌,不可高压灭菌。
3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: -20℃避光, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>