

Lewitsky固定液

产品货号: T19468

产品规格: 100ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长, 固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Lewitsky固定液主要由1%铬酸和10%甲醛组成, 适用于脂类物质的固定。本产品能使脂类物质不溶于有机溶剂, 安全通过石蜡包埋程序。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
Lewitsky固定液	100ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 本产品具有一定刺激性和腐蚀性, 请在通风环境下小心操作。
2. 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: 室温, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>