

萘啶酸钠溶液(100mg/mL in H₂O)

产品货号: T19447

产品规格: 10ml

产品简介:

本产品是一种喹诺酮类抗生素 (antibiotic), 对革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌均有效。Nalidixic acid sodium salt 在较低浓度下以抑菌的方式起作用, 而在较高浓度下具有杀菌作用。Nalidixic acid sodium salt抑制DNA促旋酶和拓扑异构酶IV的亚基, 并可逆地阻止易感细菌中的DNA复制。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
萘啶酸钠溶液(100mg/mL in H ₂ O)	10ml	-20℃

注意事项:

1. 本产品为100mg/mL储备液。在生长培养基中的常用最终浓度为15-30μg/mL。
2. 本品只可过滤灭菌, 不可高压灭菌。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存: -20℃, 12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>