

抗生素-抗真菌素 三抗溶液(100×)

产品货号: K10057

产品规格: 100ml

产品简介:

每毫升含10000单位青霉素、10000 μ g链霉素和25 μ g两性霉素B，其中青霉素G钠盐、硫酸链霉素和两性霉素B溶解在0.85%NaCl溶液中。

抗菌谱: 细菌、真菌和酵母。

本产品使用注射用水（Water-For-Injection）配置。

本产品供科学研究使用，用于组织和细胞的体外培养。

严禁用于临床。

产品内容:

产品组成	规格	保存条件
抗生素-抗真菌素 三抗溶液(100×)	100ml	-20℃，避光

产品参数:

本产品为过滤除菌产品

渗透压: 305 ~ 350mOsm/kg·H₂O

pH值: 5.2 ~ 7.0

使用指南:

由于本产品的工作浓度是针对须添加血清的基础培养基而设定的，血清对抗生素有一定的中和作用，实际发挥作用的抗生素浓度低于设定的工作浓度。当在无血清培养基中使用时应当减少用量，以免造成细胞毒性。

保存: -20℃避光，24个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>