

乙酰乳酸合成酶（ALS）活性试剂盒（微板法）

产品货号：BA2881

产品规格：48样

产品简介：

乙酰乳酸合成酶(ALS, EC2.2.1.6)是支链氨基酸生物合成途径中的一个关键酶，此生物合成过程只存在于植物和微生物体内，是绿色除草剂的重要作用靶标。

乙酰乳酸合成酶(ALS)可催化2分子的丙酮酸生成乙酰乳酸，该产物在硫酸作用下脱羧生成乙酰甲基甲醇，该产物与显色剂反应生成有色物质，该有色物质在525nm处有特征吸收峰，通过检测该有色物质的增加速率即可得出ALS酶活性大小。

反应方程式：2 pyruvate =2-acetolactate+CO₂。

试剂盒的组成和配制：

试剂名称	规格	保存条件	备注
提取液	液体100mL×1瓶	2-8℃	
试剂一	粉体mg×1支	2-8℃	临用前甩几下使粉体落入底部，再加1.2mL蒸馏水混匀溶解，仍4℃保存。
试剂二	液体15mL×1瓶	2-8℃	
试剂三	液体2mL×1支	2-8℃	
试剂四	液体10mL×1瓶	2-8℃	
试剂五	液体10mL×1瓶	2-8℃	
标准品	粉体×1支	2-8℃	若重新做标曲，则用到该试剂。

所需的仪器和用品：

酶标仪、96孔板、低温离心机、水浴锅、可调式移液器、研钵、蒸馏水。

乙酰乳酸合成酶(ALS)活性测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1. 样本制备：

- 1) 组织样本：取约 0.2g 组织(水分充足的样本可取 0.5g)，加入 1mL 提取液，进行冰浴匀浆，4℃×12000rpm 离心 15min，取上清液待测。

[注]：若增加样本量，可按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例提取。

- 2) 细菌/细胞样本：先收集细菌到离心管内，离心后弃上清；取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液，超声波破碎细菌或细胞(冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；12000rpm4℃ 离心 10min，取上清，置冰上待测。

[注]：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(10⁴):提取液(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

2. 上机检测：

- 1) 酶标仪预热 30min，调节波长为 525nm。
- 2) 所有试剂于 25℃ 水浴中预热 10min。
- 3) 在 EP 管中依次加入下列试剂：

试剂名称 (μL)	样本管	对照管
试剂一	20	



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com


http://www.saint-bio.com

试剂二	130	150
样本	50	50
35°C条件下，暗反应1h		
试剂三	20	20
60°C条件下水浴脱羧15min		
试剂四	100	100
试剂五	100	100
60°C条件下水浴显色15min，12000rpm离心5min，取200μL澄清液体至96孔板中，于525nm处读值。 ΔA=A测定-A对照(每个样本做一个自身对照)。		

[注]：若ΔA的值非常低在零附近，可增加样本量V1(如增至100μL，则试剂二相应减少)或延长反应时间T(如增至2h或更长)，则重新调整的V1和T代入公式重新计算。

结果计算：

- 标准曲线：y=0.0217x-0.0003，x 是标准品乙酰甲基甲醇摩尔质量(nmol)；y 是ΔA。



- 按照样本质量计算：

酶活定义：每克组织每小时催化底物产生 1nmol 乙酰甲基甲醇定义为一个酶活单位。

$$ALS(nmol/h/g \text{ 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0003) \div 0.0217] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D = 921.7 \times (\Delta A + 0.0003) \div W \times D$$

- 按照样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克蛋白每小时催化底物产生 1nmol 乙酰甲基甲醇定义为一个酶活单位。

$$ALS(nmol/h/mg \text{ prot}) = [(\Delta A + 0.0003) \div 0.0217] \div (Cpr \times V1) \div T \times D = 921.7 \times (\Delta A + 0.0003) \div Cpr \times D$$

- 按细菌数量计算：

酶活定义：每 10⁴ 个细胞每小时催化底物产生 1nmol 乙酰甲基甲醇定义为一个酶活单位。

$$ALS(nmol/h/10^4 \text{ cell}) = [(\Delta A + 0.0003) \div 0.0217] \div (500 \times V1 \div V) \div T \times D = 1.84 \times (\Delta A + 0.0003) \times D$$

W---样品质量，g；V---提取液体积，1mL；V1---上清液体积(mL)，0.05mL；T---反应时间，1h。

D---稀释倍数，未稀释即为 1；500---细胞数量，万；

Cpr---上清液蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的 BCA 蛋白质含量测定试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 制备标准品母液(1mg/mL)：向标准品 EP 管里面加入 1mL 蒸馏水混匀溶解。
- 把母液稀释成以下浓度梯度的标准品：0，0.01，0.02，0.03，0.04，0.05mg/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 依据对照管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线，标准品乙酰甲基甲醇的摩尔质量为 88.11。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com