

即用型CDP-Star化学发光液（0.4mM,含增强剂）

产品货号：T15674

产品规格：5ml/100ml

产品简介：

本品为即用型碱性磷酸酶化学发光底物，约10分钟内达到最大发光水平，辉光发射持续数小时。溶液测定需要化学发光增强剂，本品已含，无需额外添加。基于膜的测定也可能需要提高光输出和灵敏度。本品可让您以出色的灵敏度、速度和易用性检测碱性磷酸酶和碱性磷酸酶标记分子。本化学发光底物为广泛使用的荧光底物甲基伞形酮磷酸酯（MUP）和比色底物对硝基苯磷酸盐（pNPP）提供了高度灵敏的替代物。低背景发光与高强度光输出相结合，能够以极高的灵敏度和信噪比检测碱性磷酸酶标记。

本品在基于膜的应用（例如Southern、Northern和Western印迹）中显示出高灵敏度。

本品也可用于基于溶液的试验，如免疫检测、DNA探针试验、酶试验和报告基因试验。

产品应用：

本品为即用型化学发光液，CDP-Star浓度为0.4mM，根据实验需求，可直接按规定使用。

注意事项：

本品开盖使用前请上下颠倒轻轻混匀。

本品不宜在室温放置过久，以免影响检测效果，用后请及时放回冰箱。

保存方法：

2~8°C避光保存。12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>