

## 单组份沉淀型TMB显色液（深蓝色）

产品货号：T15427

产品规格：100ml/500ml/1000ml

### 产品简介：

尚宝生物提供的单组份沉淀型TMB显色液具有稳定、灵敏、批间变异小等优势，系列底物提供深蓝色、蓝紫色、深绿色信号体系，供免疫印迹（Western Blot）、线性印迹（Line Blot）、点印迹（Dot Blot）试剂盒研发和生产灵活选用。pH值为4.5±0.5。

### 操作步骤(仅供参考)：

本品为即用型底物，平衡至反应温度后使用。

Western blot 显色步骤：

1. 洗涤，HRP酶标孵育后，PBST/TBST washing buffer洗3次；
2. 显色，加入1mL底物，在20-37°C孵育一定时间，检测条带显色为深蓝色；
3. 终止：在背景显色出现前，用1.5mL去离子水洗涤2-3次终止显色；
4. 读数：肉眼判读或仪器拍照分析灰度值。

### 注意事项：

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康，请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

### 保存条件：

2-8°C，避光保存，有效期12个月。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>