

细胞染色缓冲液

产品货号: M20500

产品规格: 500ml

描述:

细胞染色缓冲液 (Cell staining buffer), 也称为流式细胞染色液 (Flow cytometry staining buffer), 是一种缓冲盐水溶液, 可用作抗体和细胞稀释步骤, 以及细胞表面染色和流式细胞分析的所有清洗步骤。该溶液含胎牛血清, 用作一种蛋白载体以减少抗体和荧光素对目的细胞的非特异性结合。

注意事项:

为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存/保存方法:

2-8°C保存, 不可冻存, 避免强光直射。有效期12个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>