

Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)

产品货号: T11205

产品规格: 500ml/6×500ml/5000ml/10×500ml

产品简介:

Tris-乙酸电泳缓冲液即Tris acetate-EDTA buffer, 简称TAE。1×TAE工作液中含有40mM Tris-acetate、2mM EDTA(pH8.0)。TAE是常用的DNA电泳缓冲液, 本试剂是50倍浓缩的TAE, 主要由2M Tris-acetate, 100mM EDTA组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释50倍后使用。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)	500ml/6×500ml/5000ml/10×500ml	室温

操作步骤 (仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>