

0.1%肝素钠溶液（12.5kU，除菌）

产品货号：T13357

产品规格：100ml

产品简介：

肝素钠(Heparin Sodium)是从猪或牛等的肠粘膜中提取的硫酸氨基葡聚糖的钠盐，属于粘多糖硫酸酯类抗凝血药，相对分子量为15,000。肝素钠能与抗凝血酶III结合，促进其对凝血因子XII、XI、X、IX和凝血酶活性的抑制，抑制血小板聚集从而达到抗凝的作用。0.1%肝素钠溶液(12.5 KU，除菌)适用于红细胞比容测定，但不适用凝血象和血液学一般检查，因为其可使白细胞聚集，并使血液涂片染色后产生蓝色背景。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
0.1%肝素钠溶液（12.5kU，除菌）	100ml	-20℃

使用方法：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般情况下应 10 倍稀释后使用，即 1mL 的肝素钠溶液(0.1%)可抗凝 9-10mL 血液。

注意事项：

1. 注射使用时，本产品有效浓度按照 150U/mL 的有效浓度计算。
2. 注意无菌操作，避免反复冻融。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本试剂仅适用于科研领域，不适用于临床。

保存条件：

-20℃ 保存，一年有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>